



Préconisation pour le patient
TRP
Taux de réabsorption du
phosphore

Réf : MU-C1-INS-018-V01
Version : 01
Applicable le : 30-04-2016

Intérêt :

Le calcul du taux de réabsorption tubulaire du phosphore (TRP) comprend le dosage de :

- créatinine sérique et urinaire
- phosphore sérique et urinaire.
- Ces 4 analyses doivent réalisées simultanément

Préconisations pour le prélèvement :



A jeun depuis la veille

A 8 heures :

1. Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
2. Boire 250ml d'eau

De 8h à 10 heures :

3. Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire (recueillir la totalité de la miction).
4. Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
5. Compléter le questionnaire en bas de la page.

Le flacon doit être acheminé dans les plus brefs délais au laboratoire.
Si le délai est supérieur à 2h, conserver l'échantillon à +4° C.

Renseignements patient :

NOM – Prénom – Nom de Jeune Fille:

Date de naissance : / /

Date et heure du recueil : le ... / ... / àH.....

Etiquette patient